



Illustré : Fauteuil inclinable à allongement  
Elite 785 avec structure noire et  
ensemble ACC couleur charbon

Facile à laver

Prévention des infections

Excellent pour multiusagers

Conception élégante

### Un excellent choix pour :

- ◆ Les hôpitaux
- ◆ Les soins de courte durée
- ◆ La prévention des infections

### L'ensemble comprend :

- Coussins pour épaules - ACC
- Siège et dossier entièrement recouverts de vinyle
- Repose-jambes à hauteur réglable en ABS avec palette rabattable
- Coussin à mollets en vinyle
- Coussin de repose-pieds en néoprène (lavable)
- Pour fauteuils avec siège entre 16" et 24" de largeur

- ✓ Ajustable à toutes positions : le siège s'incline jusqu'à 40° et le dossier s'allonge jusqu'à 90°
- ✓ Se place en position Trendelenburg
- ✓ Courroies Comfort Tension Seating<sup>®</sup> de BRODA pour un confort accru et une répartition uniforme de la pression
- ✓ Appuis-bras pivotants, amovibles pour faciliter les transferts
- ✓ Roulettes multidirectionnelles autobloquantes pour une meilleure manoeuvrabilité