

Comprenant les besoins spécifiques pour les soins bariatriques, Broda est en mesure de vous offrir une gamme de fauteuils sur mesure et adaptée spécialement à ce type de besoin.



785 Elite Tilt Recliner 28" de large

- 38° bascule du siège, 90° inclinaison du dossier
- Appui-bras escamotables pour facilité les transferts

Fauteuil de marche 26" largeur du siège

- 18° de bascule du siège
- Favorise l'autonomie

Dans le but de répondre à tout type de besoin, **ces dimensions vous sont offertes dans notre gamme complète de fauteuils de confort** (ex. : Elite, MidLine, etc...) ou de mobilité tel que le fauteuil de marche.

Un **support additionnel** est apporté à nos fauteuils dans le but de supporter le poids additionnel afin maintenir le confort de l'utilisateur.

Des **cylindres additionnels sont utilisés pour l'inclinaison et la bascule facilitant la manipulation du positionnement** par le personnel, procurant ainsi un support additionnel pour l'utilisateur.

La structure d'acier (gabarit 16) assure la durabilité et la fiabilité afin d'améliorer la sécurité de l'utilisateur.

Assise: largeur 26" & 20" de profond avec coussinage HSP (ph. de gau.) et fauteuil régulier de 18" standard (à droite)

Dimensions bariatriques standard

Largeur du siège: 22", 24", 26", 28" (régulier 18" et 20")
 Profondeurs du siège: 18.5", 20" (régulier 17")
 Hauteur du dossier: 34", 36", 38", 40" (régulier 32")
 Autres dimensions: Disponibles sur demande

Broda Comfort Tension Seating™



- Permet la circulation de l'air éliminant l'accumulation de chaleur et d'humidité
 - Réduit la pression corporelle
 - Facilite le confort
- (Photo avec courroies doubles)



Inclinaison du dossier et du siège à ajustement infini:

- Aide à prévenir les chutes
- Améliore la posture et le confort
- Redistribue la pression



Les fauteuils Broda procurent confort et fonctionnalités facilitant les soins bariatriques.

Distribué en exclusivité au Québec par:

EXCEL-MEDICAL INC., Succ. Place du Commerce C.P.4, Brossard, Qc J4W 3L5

Tél. : 514-990-5196, 1-888-990-5196, Téléc. : 514-879-3496, info.l@excel-medical.ca, www.excel-medical.ca