

Quand le confort est une priorité



Jusqu'à 12° d'inclinaison postérieure du siège



- Aide à maintenir le résident dans une position sécuritaire
- Augmente le confort
- Diminue l'effort de l'intervenant

Jusqu'à 10° d'inclinaison antérieure du siège



- Facilite les transferts
- Augmente la sécurité du résident

Dimensions du siège

Largeur du siège : 22"
Profondeur du siège : 18"
Distance du sol au dessus du siège : 24,5"
Longueur du dossier : 26"

Dimensions nettes

Largeur nette : 28,5"
Longueur nette : 32"
Hauteur nette : 49"
Poids total : environ 70 lb
Capacité de charge : 400 lb

Pourquoi le fauteuil CS 385?

✓ Confort du résident

- Son siège d'aisance coussiné et ses courroies Broda Comfort Tension SeatingMC contribuent à améliorer le confort du résident.

✓ Ne rouille pas

- Structure en acier inoxydable recouverte de peinture en poudre pulvérisée
- Fixations et roulettes en acier inoxydable
- Trous d'écoulement empêchant l'accumulation d'eau

✓ S'ajuste à toutes positions

- Jusqu'à 12° d'inclinaison postérieure du siège
- Jusqu'à 10° d'inclinaison antérieure du siège
- Jusqu'à 67° d'allongement du dossier
- Repose-jambes réglable en hauteur, avec repose-pieds repliable et amovible convenant aux petits et grands résidents

✓ Nettoyage facile

- Les courroies en vinyle ainsi que le siège coussiné, les accoudoirs, le repose-pieds, la baignoire d'aisance et son panier, tous amovibles, permettent un nettoyage en profondeur.

✓ Transfert latéral commode

- Accoudoirs pivotants amovibles facilitant les transferts
- 3 roulettes en acier inoxydable autobloquantes à toutes positions et 1 roulette en acier inoxydable bloquante directionnelle facilitent la manoeuvrabilité

Jusqu'à 67° d'allongement du dossier



- Facilite le lavage des cheveux du résident
- Permet d'accéder à des endroits difficilement accessibles
- Améliore le confort

Accessoires

Le fauteuil CS 385 comporte plusieurs accessoires visant à satisfaire les besoins variés des résidents.



Capacité de charge : 400 lbs

Fauteuil CS 385 illustré avec butées latérales et appui-tête coussiné réglable (les deux fabriqués en mousse alvéolaire)

Accessoires additionnels



Bassine d'aisance (standard)



Accoudoirs surdimensionnés

Plus, Siège de transport personnalisé

- Convient aux résidents plus corpulents en augmentant la largeur du siège à 25"
- Facilement interchangeables avec les accoudoirs standard

Bassine d'aisance



- La bassine d'aisance se met et s'enlève facilement en la glissant
- Une poignée ergonomique permet une prise sécuritaire de la bassine
- Le panier en treillis métallique du fauteuil d'aisance est amovible
- Le fauteuil peut être roulé au-dessus de la plupart des toilettes standard

Le confort supérieur, la sécurité, la durabilité et la stabilité du CS 385 en font un fauteuil idéal dans une foule d'applications :

- Soins de longue durée
- Soins de courte durée
- Hôpitaux
- Soins à domicile

Accessoires non illustrés : Panier de fauteuil d'aisance (standard), ceinture de sécurité

Siège d'aisance

- Siège d'aisance coussiné offrant un confort exceptionnel
- Recouvrement en vinyle s'étirant dans tous les sens pour une durabilité accrue
- Ouverture avant pour faciliter l'hygiène personnelle



DISTRIBUÉ PAR:



EXCEL-MÉDICAL INC.

WWW.EXCEL-MEDICAL.CA