

Fauteuil bariatrique inclinable à allongement

Quand le confort est une priorité

Confort, durabilité, sécurité et fonctionnement jusqu'à 500 lb



Largeurs de siège disponibles : 26", 28" et 30"

Options illustrées : housses pour siège et dossier en vinyle et poteau pour soluté

Le Vanguard Elite de Broda répond aux besoins spécifiques des résidents souffrant d'obésité et de leurs intervenants.

- L'inclinaison à 30° du siège, ajustable à toutes positions (actionnée par la pompe à pied), **aide à réduire les chutes et améliore le confort.**
- L'inclinaison antérieure à 10°, ajustable à toutes positions (actionnée par la pompe à pied), ainsi que des poignées d'appui ajustables et amovibles **facilitent les transferts de la position assise à debout.**
- L'allongement du dossier à 45 avec ajustement infini, améliore l'ampliation thoracique pour une **meilleure respiration** et contribue au bon **soutien postural.**
- Les accoudoirs amovibles pivotants assurent un meilleur **accès aux résidents** tout en **facilitant leurs transferts.**
- Les roulettes avant de 6" pivotantes et arrière de 8" multidirectionnelles offrent une **manoeuvrabilité accrue dans les espaces restreints**, et toutes les roulettes sont autobloquantes pour plus de sécurité. La fonction directionnelle des roulettes arrière est actionnée par une simple pression du pied pour **éviter le déportement latéral.**
- Une concavité facultative dans le bas du dossier **permet de recevoir le tablier fessier du résident.**
- Les ajustements de la dimension du siège, de la longueur du repose-jambes et de la hauteur des accoudoirs permettent de recevoir **des résidents de tout gabarit.**

Excellent pour la sécurité et le déplacement du résident



Une pompe à pied facile à utiliser actionne l'inclinaison postérieure et antérieure du siège. (Située de chaque côté du fauteuil)

Réduit l'effort des intervenants pour l'élévation.

Le Vanguard Elite augmente la sécurité et le confort du résident, tout en soulageant l'effort de l'intervenant grâce aux options de positionnement multiples.

**Durabilité supérieure
jusqu'à 500 lb!**



Inclinaison du siège jusqu'à 30°



Inclinaison antérieure jusqu'à 10°



Allongement du dossier jusqu'à 45°



Broda a effectué de nombreux tests pour s'assurer que la capacité de charge, la stabilité, la force statique et la durabilité tout au long du cycle de vie du fauteuil offrent une sécurité et une fonctionnalité optimales, même dans les cas les plus extrêmes.

Pour un parfait confort et ajustement



Un dossier avec bas concave en option permet de recevoir le tablier graisseux du résident pour un parfait confort et ajustement.

Les courroies Comfort Tension Seating^{MC} de Broda procurent un siège personnalisé, et contribuent à répartir la pression tout en réduisant l'accumulation de chaleur et d'humidité.

Caractéristiques standard

- Capacité de charge : 500 lb (227 kg)
- Broda Comfort Tension Seating^{MC}
- Largeurs du siège : 26", 28", 30"
- Largeur hors tout : 39" (siège 30" de largeur)
- Adjustable seat depth 21" or 23"
- Hauteur du siège ajustable à 20", 21", 22", 23", 24"
- Longueur du dossier ajustable à 32", 24", 36", 38", 40"
- Inclinaison postérieure et antérieure ajustables à toutes positions avec pompe à pied manuelle
- Allongement du dossier ajustable à toutes positions
- Choix d'accoudoirs fixés sur le siège ou sur la base
- Accoudoirs pivotants amovibles
- Hauteur des accoudoirs ajustable - de 8,5" à 18,5" du siège
- Armature durable en acier tubulaire de calibre 16
- Roulettes avant de 6" autobloquantes à toutes positions, roulettes arrière de 8" / 0; autobloquantes multidirectionnelles
- Repose-jambes relevable ajustable en longueur (il s'étend avec l'allongement du dossier ou indépendamment de celui-ci)
- Repose-pieds repliable
- Soutiens latéraux supérieurs amovibles
- Poignées d'appui (ajustables, amovibles)
- Rembourrage : coussins pour épaules, coussin de tête, coussins latéraux supérieurs et inférieurs, coussins de siège et de dossier avec housses en ratine de coton, coussin de repose-jambes
- Dossier droit (avec bas concave en option)

Repose-jambes/Repose-pieds ajustables



Le repose-jambes relevable est ajustable en longueur pour s'adapter aux différents résidents.



Le repose-jambes/repose-pieds se range sous le siège pour faciliter les transferts de face.

Carte d'affaires