

CHAISE DE DOUCHE ET D'AISANCE EN ALUMINIUM STANDARD, BARIATRIQUE & INCLINABLE



Modèle # | 180 - 18 po



Modèle # | 185 - 20 po Large
Modèle # | 186 - 22 po Ultra-Large



Modèle # | 190 - 18 po Inclenable
Modèle # | 195 - 20 po Inclenable - Large

ROUES DE 24 PO DISPONIBLES EN OPTION POUR TOUS LES MODÈLES

CHAISE ROULANTE, D'AISANCE ET DE DOUCHE EN ALUMINIUM STANDARD, BARIATRIQUE & INCLINABLE


Anti-bascules
sur tous
les modèles



Tous les modèles
sont ajustables
en hauteur



Siège amovible enclipsable sur tous les modèles



Modèle # | 180-24 po
Modèle # | 185-24 po
Modèle # | 186-24 po



Modèle # | 190-24 po
Modèle # | 195-24 po

CARACTÉRISTIQUES:

- Fait en aluminium léger, inoxydable
- Repose-pieds ajustables en hauteur et amovibles
- Coussin d'aisance amovible pour la douche ou la toilette
- Essieux à dégagement rapide
- (modèles autopropulseurs)
- Appui-tête réglable haut / bas / avant / arrière
- Quatre roulettes de 5" verrouillables
- Chaudière coulissante
- amovible
- Bras basculant vers l'arrière
- Pneus sans entretien
- Sangle en cuir incluse
- Mains courantes moulées
- Siège ultra doux
- Roulement facile
- Ceinture de sécurité
- Aucun outil requis pour les réglages
- Garantie de 2 ans

EXCEL-MEDICAL

Tél.: 514-990-5196 / 888-990-5196

Courriel: info.1@excel-medical.ca

EZEE LIFE CHAISE DE DOUCHE ET D'AISANCE					
SPÉCIFICATIONS	180	185 LARGE	186 ULTRA-LARGE	190 INCLINABLE	195 INCLINABLE LARGE
Matériau du cadre	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Capacité de poids	250 lbs (113 kgs)	300 lbs (136 kgs)	425 lbs (192 kgs)	250 lbs (113 kgs)	300 lbs (136 kgs)
Roues arrières	5 po verrouillables	5 po verrouillables	5 po verrouillables	5 po verrouillables	5 po verrouillables
Roues arrière en option	24 po (180-24)	24 po (185-24)	24 po (186-24)	24 po (190-24)	24 po (195-24)
Largeur d'assise	18 po	20 po	22 po	18 po	20 po
Profondeur de l'assise	17 po	17 po	17 po	17 po	17 po
Angle du repose-pied	60°	60°	60°	60°	60°
Longueur du repose-pied	14 po à 20 po	14 po à 20 po	14 po à 20 po	14 po à 20 po	14 po à 20 po
Hauteur du dossier	18 po	18 po	18 po	18 po	18 po
Poids du produit	28.4 lbs (12.9 kgs)	29 lbs (13.2 kgs)	32.3 lbs (14.7 kgs)	36 lbs (16.4 kgs)	38 lbs (17.3 kgs)
Hauteur du bras	11 po (depuis le siège)	11 po (depuis le siège)	11 po (depuis le siège)	11 po (depuis le siège)	11 po (depuis le siège)
Longueur du bras	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po
Longueur de l'accoudoir	9 po	9 po	9 po	9 po	9 po
Portée de l'inclinaison postérieur	n/a	n/a	n/a	20°	20°
Largeur interne arrière	15 po	17 po	19 po	15 po	17 po

DIMENSIONS AVEC 5 PO ROULETTES ARRIÈRE	180	185 LARGE	186 ULTRA-LARGE	190 INCLINABLE	195 INCLINABLE LARGE
Largeur hors tout	22 po	24 po	26 po	22 po	24 po
Longueur hors tout 1	37 po	37 po	37 po	40 po	40 po
Hauteur de sécurité 2	19.5 po, 20.5 po, 21.5 po	19.5 po, 20.5 po, 21.5 po	19.5 po, 20.5 po, 21.5 po	19.5 po, 20.5 po, 21.5 po	19.5 po, 20.5 po, 21.5 po
Hauteur sous le siège 2, 3	17 po, 18 po, 19 po	17 po, 18 po, 19 po	17 po, 18 po, 19 po	19 po, 20 po, 21 po	19 po, 20 po, 21 po

DIMENSIONS AVEC 24 PO ROUES ARRIÈRE	180	185 LARGE	186 ULTRA-LARGE	190 INCLINABLE	195 INCLINABLE LARGE
Largeur hors tout	26 po	28 po	30 po	26 po	28 po
Longueur hors tout 1	42 po	42 po	42 po	45 po	45 po
Hauteur de sécurité 2	19.5 po, 20.5 po	19.5 po, 20.5 po	19.5 po, 20.5 po	23.5 po, 24.5 po	23.5 po, 24.5 po
Hauteur sous le siège 2, 3	17 po, 18 po	17 po, 18 po	17 po, 18 po	21.5 po, 22.5 po	21.5 po, 22.5 po

- 1) Avec toutes les pièces étendues (roues au plus haut niveau, barres anti-bascule et repose-pieds entièrement déployés)
- 2) Des roulettes optionnelles sont disponibles permettant de rehausser la hauteur de l'assise de 1".
- 3) Dégagement sous le siège lorsque positionné à la hauteur la plus haute.