

BRODA[®] SEATING

Là où le confort est essentiel

Modèle 100-20 AL
32" de hauteur

Modèle 100-15 AL
26" de hauteur



Dimensions : Largeur 20", Profondeur 17", Hauteur 18"

Aussi disponible:

Modèle 100-10AL (petit adulte) siège 18" de largeur, 17" de profondeur et 16" de hauteur, dossier 26" de hauteur

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Mécanisme auto bloquant
- Frein semi permanent
- Les coussins de siège, de dossier et de panneaux latéraux sont recouverts d'un vinyle doux et résistant (un coussin de tête standard est inclus avec le fauteuil à dossier de 32")
- Support lombaire
- Roues arrières pour le transport
- Les appuie-bras ajustables en hauteur permettent une adaptation personnalisée pour l'utilisateur. (une table et des appuie-bras de bois sont optionnels)
- Choix de couleurs de recouvrement

Excellent pour les résidents souffrant d'Alzheimer

Fauteuil oscillant autobloquant

Un fauteuil oscillant de qualité supérieure

Le mouvement en douceur procure un *effet apaisant* pour les utilisateurs *agités ou désorientés*. Aide à réduire le désir de se déplacer.

Assise à tension variable Broda *réduit les pressions corporelles* pour un confort de longue durée.

Le fauteuil se bloque automatiquement permettant ainsi la *sécurité* du patient lorsque celui-ci s'assoie ou quitte le fauteuil.

Conçu pour favoriser *l'exercice* des membres inférieurs.

Le frein peut-être activé par le personnel afin de bloquer l'oscillation du fauteuil



Le fauteuil commence son oscillation lorsque le patient s'assoit

Le fauteuil s'arrête lorsque le patient commence à se lever

Broda Seating 560 Bingemans Centre Drive. Kitchener, Ontario Canada N2B 3X9

Tel 519-746-8080 • Fax 519-746-8616 • Toll Free US/Can. 1-800-668-0637

www.brodaseating.com • sales@brodaseating.com



POSITIONNEMENT MULTIPLE



Excellent pour les résidents les plus difficiles à positionner

FAUTEUIL INCLINABLE À ALLONGEMENT COMPLET 785 ELITE

- Ajustable à toutes positions, pouvant être incliné jusqu'à 38° et allongé jusqu'à 90°. Demi-allongement (45°) également disponible
- Appui-bras amovibles, à hauteur ajustable
- Choix d'appui-bras fixes ou inclinables
- Repose-jambes articulé à longueur ajustable et élévation indépendante
- Rembourrage complet
- Repose-pieds séparé repliable amovible
- Supports latéraux supérieurs amovibles
- Roulettes autobloquantes multidirectionnelles
- Fauteuil inclinable 85V disponible



Positionnement multiple avec un budget restreint

FAUTEUIL INCLINABLE À ALLONGEMENT COMPLET MIDLINE

- Ajustable à toutes positions, pouvant être incliné jusqu'à 38° et allongé jusqu'à 90°
- Appui-bras à hauteur ajustable
- Repose-jambes à longueur et élévation ajustables
- Rembourrage complet
- Repose-pieds repliable amovible
- Butées latérales amovibles
- Roulettes autobloquantes multidirectionnelles



Offre une polyvalence et une capacité d'ajustement supérieures

FAUTEUIL DE POSITIONNEMENT CLEARPATH

- Ajustable à toutes positions, pouvant être incliné jusqu'à 32° et allongé jusqu'à 45°
- Appui-bras à hauteur et profondeur ajustables
- Siège à profondeur ajustable
- Supports latéraux supérieurs amovibles à hauteur ajustable
- Roulettes autobloquantes multidirectionnelles
- Modèle illustré avec housses en vinyle pour siège et dossier



Fauteuil d'usage général pour les résidents (rembourrage complet illustré)

FAUTEUIL INCLINABLE À ALLONGEMENT, MODÈLE DE BASE 30VT

- Ajustable à toutes positions, pouvant être incliné jusqu'à 25° et allongé jusqu'à 45°
- Appui-bras à hauteur ajustable
- Repose-jambes à longueur et élévation ajustables
- Repose-pieds repliable amovible
- Supports latéraux supérieurs amovibles
- Roulettes autobloquantes multidirectionnelles
- Modèle illustré avec housses en vinyle pour siège et dossier

MOBILITÉ



Encourage l'indépendance

FAUTEUIL DE MARCHÉ

- Ajustable à toutes positions, pouvant être incliné jusqu'à 18°
- Siège à hauteur ajustable de 12,5 à 17,5"
- Pivot d'inclinaison à l'avant du siège favorisant une bonne garde au sol pour la marche
- Appui-bras à hauteur ajustable
- Roulettes avant pivotantes et roulettes arrière fixes pour une meilleure manoeuvrabilité
- Modèle illustré avec roues mags et rembourrage complet en option



Excellent pour les alzheimers

FAUTEUIL DE MARCHÉ BERÇANT


- Offre le mode berçant en douceur et la mobilité dans un seul fauteuil
- Ajustable à toutes positions, pouvant être incliné jusqu'à 18°
- Inclinaison jusqu'à 33° lorsque l'inclinaison est combinée avec le mode berçant
- Siège à hauteur ajustable de 14 à 19"
- Pivot d'inclinaison à l'avant du siège favorisant une bonne garde au sol pour la marche
- Contribue à réduire l'agitation et l'errance
- Roulettes avant pivotantes et roulettes arrière fixes pour une meilleure manoeuvrabilité
- Modèle illustré avec rembourrage complet en option



Peut être converti en fauteuil de positionnement ClearPath si les besoins de l'utilisateur changent

FAUTEUIL DE MOBILITÉ CLEARPATH

- Ajustable à toutes positions, pouvant être incliné jusqu'à 32°
- Siège à hauteur ajustable de 13 à 21"
- Pivot d'inclinaison à l'avant du siège favorisant une bonne garde au sol pour la marche
- Appui-bras à hauteur et profondeur ajustables
- Siège à profondeur ajustable
- Modèle illustré avec roues mags et housses en vinyle pour siège et dossier



Confort et sécurité supérieurs



Disponible avec siège de transport

AISANCE/DOUCHE

FAUTEUIL D'AISANCE ET DE DOUCHE CS 385

- Ajustable à toutes positions, jusqu'à 12° d'inclinaison postérieure et 10° d'inclinaison antérieure du siège, et 67° d'allongement du dossier
- Capacité de 181 kg (400 lb)
- Appui-bras pivotants amovibles
- Repose-jambes à longueur et élévation ajustables
- Repose-pieds repliable amovible
- Structure, fixations et roulettes en acier inoxydable
- Bassine d'aisance et panier amovibles
- Roule au-dessus de la plupart des toilettes

FAUTEUIL DE TRANSPORT, AISANCE ET DOUCHE BARIATRIQUE BARI 385

- Capacité de 362 kg (800 lb)
- Largeur du siège de 27", pouvant être augmentée à 33"
- Ajustable à toutes positions, jusqu'à 14° d'inclinaison postérieure et 8° d'inclinaison antérieure du siège, et 65° d'allongement du dossier
- Appui-bras amovibles
- Repose-jambes à longueur et élévation ajustables
- Bassine d'aisance et panier amovibles
- Concavité au bas du dossier pour accommoder le tablier fessier

Carte d'affaires

BR-100.8.1.2012-F