

## Fauteuil pour prélèvement

Conçu spécifiquement pour les prélèvements sanguins, ce fauteuil confortable et pratique facilitera votre travail quotidien.

Le fauteuil est muni d'appuis-bras légèrement concaves et ajustables en multi-position pour faciliter le meilleur positionnement du bras devant être utilisé pour le prélèvement. Muni de 2 tables pour recevoir votre matériel, celles-ci sont mobiles et amovibles.

Avec ces roues de transport, le fauteuil est d'une hauteur siège-sol de 48.5cm (19 po) facilitant l'entrée et la sortie du fauteuil. Le repose-jambe se replie légèrement sous le fauteuil pour dégager l'espace requis pour faciliter le redressement du patient.

Le dossier et le repose-pied sont synchronisés à l'aide d'un cylindre permettant ainsi d'allonger le patient selon le besoin.



### SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Dossier inclinable :	85° avec le repose-pied à l'horizontal 15° avec le repose-pied en position verticale
Repose-pied repliable :	9° horizontal 49° vertical
Table :	Pliable et ajustable en hauteur Ajustable en multi-position
Appui-bras :	Ajustable en hauteur Ajustable en multi-position
Recouvrement :	Vinyle, protection antibactérienne, antimicrobienne et antimycotique. Grande résistance aux frictions, résiste à l'urine, sang, transpiration, Salive humaine, rayon UV et aux taches de surface.
Capacité de poids :	150 kg (330 lbs)
La structure :	En acier et recouverte d'une peinture d'époxy.