

*Augmente le confort de façon à réduire les pressions corporelles et l'usage de contentions.*



785 avec coussinage HSP et pôle à soluté

### FAUTEUIL 785

- hauteur du siège 20.5"
- largeur du siège 18" ou 20"
- profondeur du siège 17"
- bascule 45°, incline 90°
- bras amovibles
- hauteur ajustable des appui-bras
- appui jambes éleveur, amovible et ajustable
- supports latéraux amovibles
- roues multi directionnelles



785 en position Trendelenbourg

### OPTIONS 785

- Ensemble de coussin HSP
- Pôle à soluté
- Roues mag
- Plateau à repas
- Support pour bombonne d'oxygène
- Hauteur et largeur du siège sur mesure

*Idéal pour vos résidents difficile à positionner*

### OPTIONS DU FAUTEUIL DE MARCHÉ

- Ensemble de coussinage complet
- Roues mag
- Plateau à repas
- Repose-pieds escamotables, tige porte-serum
- Support pour bombonne d'oxygène
- Hauteur et largeur du siège sur mesure
- Position des roues mag: avant ou arrière

*Maintien la Mobilité, l'indépendance et réduit l'usage de contention*



Fauteuil de marche complètement coussiné et roues mag

### FAUTEUIL DE MARCHÉ

- hauteur du siège ajustable 12.5"-17.5"
- largeur du siège 18" ou 20" std
- profondeur du siège 17"
- bascule 18°
- hauteur ajustable des appui-bras
- appui jambes, amovible et ajustable
- supports latéraux amovibles



Fauteuil de marche avec plateau en plexiglas, complètement basculé coussinage standard

### OPTIONS DU CS 385

- Siège de douche et d'aisance interchangeable
- Bassine avec support
- Appui-tête coussiné ou non
- Supports latéraux

*Idéal pour la douche et/ou chaise d'aisance*



CS 385 avec siège de douche

### FAUTEUIL DE DOUCHE CS 385

- hauteur du siège 23.5"
- largeur du siège 22"
- profondeur du siège 18"
- bascule avant de 10°, arrière 12° inclinaison de 67°
- structure en acier inoxydable
- repose-pieds et appui-bras amovibles



385 CS avec le siège d'aisance et l'appui-tête non coussiné

### OPTIONS DU 30VT

- Ensemble HSP
- Pôle à soluté
- Roues mag
- Plateau à repas
- Appuis-jambes pour contracturés
- Support pour bombonne à oxygène
- Hauteur et largeur du siège sur mesure

*Fauteuil pour utilisation générale et économique à l'achat*



30VT avec coussinage complet

### PARTICULARITÉS DU 30VT

- hauteur du siège 19.5", 20.5", 21.5"
- largeur du siège 18" ou 20" std
- profondeur du siège 17"
- bascule 25°, inclinaison 45°
- hauteur ajustable des appui-bras
- appui jambes éleveur, amovible et ajustable
- supports latéraux amovibles



30VT complètement basculé à 25° et incliné à 45°. Complètement coussiné

### OPTIONS DU 35V

- Ensemble HSP
- Pôle à soluté
- Roues mag
- Plateau à repas
- Repose-jambes pour contracturés
- Support pour bombonne d'oxygène
- Hauteur et largeur du siège sur mesure

*35V complètement basculé à 25° avec l'option appui-jambes pour contracturés (photo à gauche)*



Model 35C (Repose-pieds pour contracturé)

### PARTICULARITÉS DU 35V

- hauteur du siège 20.5"
- largeur du siège 18" ou 20" std
- profondeur du siège 17"
- bascule 25°, inclinaison 45°
- bras amovibles
- hauteur ajustable des appui-bras
- appui jambes éleveur, amovible et ajustable
- supports latéraux amovibles
- roues multi directionnelles



Permet aux résidents contracturés de quitter le lit et incliné à 45°