



Le premier pendentif transmetteur d'intervention en cas d'urgence bidirectionnel

Les situations d'urgence peuvent se produire dans toutes les pièces de la maison et souvent juste à l'extérieur de la maison, dans le jardin ou dans l'entrée de cour. Que ce soit pour communiquer avec un ami, demander l'aide d'un voisin ou dans le cas d'une urgence, votre pendentif Freedom vous permet de transmettre instantanément et efficacement votre message où que vous soyez, à la simple activation d'un SEUL bouton.

Quatre contacts programmables à appeler en tout temps

Vous pouvez personnaliser le système à l'aide du sélecteur trois positions situé sur le bloc de base pour :

1. Appeler jusqu'à quatre contacts
2. Appeler jusqu'à quatre contacts personnalisés et le service d'urgence 911
3. Ou seulement le préposé du 911.

Vous avez le choix.

Les préposés du 911 sont disponibles au besoin


FreedomAlert peut également communiquer avec un préposé du 911 s'il vous est impossible de joindre un membre de la famille ou un voisin. Vous êtes donc protégé en tout temps et vous n'êtes jamais seul grâce à FreedomAlert.

En voyage?

Que vous soyez à l'autre bout de la ville ou du pays pour visiter vos petits-enfants, ce n'est pas un problème pour FreedomAlert. Il vous suffit de débrancher l'appareil de la prise téléphonique et de l'apporter dans votre valise. Arrivé à destination, vous n'avez qu'à le brancher dans la prise téléphonique locale. Aucune programmation supplémentaire nécessaire. Si vous communiquez avec le 911, l'identification de l'appelant local sera affichée.

Couverture complète à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison

Puisque vous parlez dans le pendentif, FreedomAlert vous permet de transmettre votre message à partir de toutes les pièces de la maison ainsi qu'à l'extérieur, dans le jardin ou dans la cour d'entrée. Les urgences peuvent se produire n'importe où. Un seul bouton d'activation suffit.



Portée de la communication vocale bidirectionnelle du FreedomAlert



Portée d'un système d'intervention en cas d'urgence bidirectionnel dont le haut-parleur est situé dans le bloc de base. as Speakerphone is in the Base Station

Ne déboursez plus jamais de frais mensuels, d'activation ou d'installation.

FreedomAlert vous appartient pour toujours. Plus rien à payer une fois acheté.

FreedomAlert™

Profitez de la liberté d'une vie autonome

Résistant à l'eau

Le pendentif peut être porté sous la douche, endroit propice aux accidents graves.

Système de guides vocaux

Fournit des messages vocaux sur l'installation, la vérification de fonctionnement, la vérification de la pile et la vérification complète du système.

Pendentif à pile

Pile au lithium-ion assurant plusieurs heures de temps de conversation sur une charge complète – et jusqu'à plusieurs mois en mode veille. Deux piles rechargeables comprises, une placée dans le bloc de base pour chargement et une dans le pendentif. Il suffit d'interchanger les piles à intervalle de quelques mois. Appuyer sur le bouton de vérification situé à l'arrière de la pile pendant une seconde pour entendre le message vocal « battery is OK » (la pile est correcte), « battery is low » (la pile est faible) ou « replace battery now » (remplacer la pile maintenant). Aucune supposition sur l'état de la pile.

Système doté d'une alimentation de secours

Les piles rechargeables se chargent continuellement dans le bloc de base, fournissant ainsi jusqu'à 24 heures d'alimentation de secours en cas de panne de courant.

Trois façons pratiques de porter le pendentif

Le système comprend une chaînette, une dragonne pour poignet/fauteuil roulant et une agrafe pour ceinture.

Plusieurs pendentifs peuvent être utilisés sur un bloc de base

Jusqu'à quatre pendentifs et communicateurs muraux peuvent être installés sur un système. Idéal pour les couples ou les résidences pour personnes âgées.

Approuvé partout aux États-Unis et au Canada

Technologie DECT 1.9 GHz. Certifié FCC et DOC. Usine certifiée ISO-9001. Satisfait aux directives de la NENA (Association des centres d'urgence 911). Conforme à la norme UL1637.

Compatible avec VoIP



Bloc de base



Pendentif



Accessoire en option :

Communicateur mural d'urgence peut être fixé en permanence au mur de la salle de bains ou de la chambre à coucher. Communication vocale entièrement bidirectionnelle similaire au pendentif. Se monte près du sol pour un accès facile en cas de chute. Résistant à l'eau.



Garantie limitée d'un (1) an
FreedomAlert est couvert par le brevet américain no 5,521,582
Autres brevets en attente

Brochur
Copyrig



EXCEL-MÉDICAL INC.

WWW.EXCEL-MEDICAL.CA

SDG

Votre FAMILLE à proximité en tout temps



Premier pendentif d'intervention en cas d'urgence **bidirectionnel** programmable



Aucuns frais d'activation
Aucun contrat
Aucuns frais mensuels

Parlez

Écoutez



Grandeur réelle