



## Nouvelle allure !



*Fauteuils aux couleurs discrètes de conception feutrée se mariant parfaitement à une foule de décors.*

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- BRODA Comfort Tension Seating®
- Mécanisme autobloquant
- Verrou pour intervenant (peut être utilisé comme fauteuil fixe)
- Coussins de siège, de dossier et de panneaux latéraux souples recouverts de vinyle résistant à l'abrasion (appui-tête standard sur fauteuil coulissant à haut dossier seulement)
- Soutien lombaire
- Appuis-bras ergonomiques permettant aux utilisateurs de se lever en toute sécurité
- Roues de transport à l'arrière
- Appuis-bras ajustables en hauteur pour recevoir une table
- Variété de couleurs de vinyle (NOUVEAU : couleur météore illustrée ci-dessus)
- Structure durable en acier tubulaire de calibre 16 – brun ou gris (NOUVEAU : couleur marron illustrée ci-dessus)

### Modèles:

- 100-20AL (Adulte, haut dossier)
- 100-15AL (Adulte, dossier régulier)
- 100-10AL (Adulte, petit)

## FAUTEUIL COULISSANT AUTOBLOQUANT

*Quand le confort est une priorité*



Le fauteuil coulissant de BRODA procure de l'apaisement et contribue à prévenir les chutes.

- Les courroies Comfort Tension Seating® de BRODA procurent du confort en position assise et répartissent la pression.
- Un doux mouvement de va-et-vient suscite la relaxation.
- Le mécanisme autobloquant contribue à la sécurité et à la prévention des chutes.
- Un mouvement en douceur aide à prévenir l'errance
- Excellent pour les patients atteints d'Alzheimer.



Le mouvement coulissant, par opposition au mouvement des fauteuils berçants traditionnels, permet de maintenir le niveau des yeux de l'utilisateur à hauteur constante, réduisant ainsi la désorientation.

# FAUTEUIL COULISSANT AUTOBLOQUANT

Quand le confort est une priorité

## ACCESSOIRES OPTIONNELS:

- Appuis-bras coussinés
- Appuis-bras ajustables en profondeur et en hauteur
- Table et demi-table
- Table transparente
- Appui-tête enveloppant  
(Fauteuil à dossier haut seulement)



Équipé d'un mécanisme autobloquant, le fauteuil coulissant s'immobilise pour s'y asseoir et s'y lever de façon sécuritaire.



Un léger mouvement coulissant a un effet calmant sur les individus agités, contribuant ainsi à réduire l'errance.



Fauteuil adulte à dossier haut illustré, avec vinyle de couleur charbon et structure grise




Illustré avec appuis-bras coussinés offerts en option

## BRODA Comfort Tension Seating®

La clé du confort réside dans les courroies de BRODA! Nos courroies enveloppent le corps, contribuant à prévenir le cisaillement de la peau et procurant un confort accru en position assise pendant une période prolongée.

- Crée une circulation d'air évacuant la chaleur et l'humidité
- La mémoire de forme permet aux courroies de reprendre leur forme d'origine en quelques secondes.



### Excellent pour:

- Chambres de résident
- Aires communes
- Unités prothétiques
- Maternité
- Soins à domicile

Modèle		Largeur du siège	Profondeur du siège	Hauteur du siège	Hauteur du dossier
Description	Numéro				
Adulte, petit, dossier régulier	100-10AL	18"	17"	16"	26"
Adulte, dossier régulier	100-15AL	20"	17"	18"	26"
Adulte, dossier haut	100-20AL	20"	17"	18"	32"

BR-100.2.1.2015-F