

*Quand le confort est une priorité*



*Un fauteuil tout indiqué pour les résidents en centres d'hébergement*

### Caractéristiques standard

Broda Comfort Tension Seating<sup>MD</sup>  
 Largeur du siège : 18 ou 20"  
 Réglage de l'inclinaison et de l'allongement en continu  
 Repose-jambes à élévation et longueur ajustables  
 Repose-pieds amovible avec palette repliable  
 Hauteur du siège réglable de 17 à 22"

Roulettes avant de 5", autobloquantes à toutes positions  
 Roulettes arrière de 5", fixes  
 Ensemble entièrement coussiné  
 Oreilles amovibles (latérales supérieures)  
 Structure tubulaire en acier de calibre 16  
 Hauteur des accoudoirs ajustable

*Un fauteuil abordable au positionnement multiple!*

- Le Broda Comfort Tension Seating<sup>MD</sup> contribue à **réduire la pression et permet une circulation de la chaleur et de l'humidité, procurant un confort à long terme.**
- Le fait qu'il s'incline à toutes positions jusqu'à 38° et s'allonge à 90° contribue à **prévenir l'affaissement, le glissement et la chute sans devoir recourir à des contentions.**
- Le positionnement à toutes positions contribue à **réduire le temps et les efforts de l'intervenant. Les résidents peuvent socialiser, manger et faire une sieste dans un seul et même fauteuil.**
- Le réglage facile de la hauteur des accoudoirs, de la longueur des repose-pieds et des coussins, en fait un fauteuil de prédilection pour les résidents.
- La structure tubulaire en acier de calibre 16 assure la **durabilité** et contribue à **réduire l'entretien du fauteuil et à augmenter la longévité de ses composantes.**



*Excellent pour toutes positions assises des résidents*

### Procure des options de positionnement en continu



*Complètement relevé*

- Parfait pour socialiser, s'adonner à une activité ou prendre un repas.



*Allongement à 90°, en position de Trendelenburg*

- Facilite le remplacement des produits d'incontinence et le soin des plaies.



*Inclinaison du fauteuil à 38°*

- Procure un confort exceptionnel.
- Contribue à prévenir les chutes.

#### Un fauteuil multiusage!



#### Options du fauteuil Midline

*Le confort supérieur et la polyvalence du fauteuil inclinable Midline à allongement complet lui ouvrent la porte à une foule d'applications :*

- Soins de longue durée
- Centres d'hébergement – aide à mieux gérer la douleur
- Hôpitaux
- Soins de courte durée
- Soins à domicile



#### Options supplémentaires

- Cylindre de blocage pour un positionnement semi-allongé
- Roues en alliage léger de 20, 22 ou 24" – montées à l'avant ou à l'arrière
- 1 roulette arrière de 5", autobloquante à toutes positions et 1 roulette arrière de 5", autobloquante directionnelle
- Plateau en ABS, plateau transparent, couvercle-plateau coussiné
- Ceinture abducteur coussinée
- Ensemble de coussins pour la paraplégie spastique (HSP)
- Accoudoirs coussinés
- Coussins en coin et traversins
- Aérateur

*Demi-plateau rabattable pratique*



**Options (gauche):** Poteau pour soluté, support à oxygène, demi-plateau

**Options (droite):** Butées de tronc latérales, roues en alliage léger de 22"

Les deux illustrations comportent une housse amovible de siège et de dossier en vinyle facultative.

#### Broda Comfort Tension Seating™



- Réduit la pression, contribuant ainsi à empêcher la détérioration de la peau.
- Permet un confort prolongé en position assise.
- Laisse passer l'air pour une circulation de la chaleur et de l'humidité.

Les courroies reprennent leur forme d'origine en 10 secondes une fois le poids retiré.

#### Adaptation sur mesure disponible:

##### Dimensions pour personnes obèses:

Largeurs du siège: 22", 24", 26", 28"

##### Autres dimensions sur mesure:

Largeurs du siège: 14" et 16"

Profondeurs du siège: 18.5", 20"

Longueurs du dossier: 33.5", 35", 38" et 40"

Coussins sur mesure

Pour toutes autres dimensions sur mesure, communiquer avec Broda.

EMPLACEMENT POUR  
CARTE D'AFFAIRES