

NOUVEAU

LES MONITEURS SECURE 2 modèles: avec ou sans voix.



TOUS LES MODÈLES SONT TOUJOURS ARMÉS

Interface pour cloche d'appel.

Mode silencieux.

Toujours armé pour assuré la sécurité du patient.

Tous points de connections sont protégés par un Couvercle.

Les témoins lumineux aident à identifier le moniteur en alarme.

3 choix de niveau d'alarme (120, 90 ou 80 db).

Indicateur lumineux pour batterie faible et d'alerte.

Bouton de vérification et de réinitialisation.

Support protecteur, batteries AAA et tournevis inclus.

OPTION:

Adaptateur AC/DC

Raccord pour cloche d'appel

Connecteur Y sécurisé avec fiche isolante

COUSSIN DE LIT SENSITIF ET POUR LE FAUTEUIL

Coussin sensitif 24 x 30 po.
PLIABLE pour faciliter le rangement.

[PLIABLE? VOIR AU VERSO !](#)



VOUS VOULEZ UNE BANDE SENSORIELLE QUI SE PLIE VRAIMENT?

LA BANDE « SECURE 24 x 30 po »
PEUT ÊTRE PLIÉE EN 4, CE QUI
FACILITERA LE RANGEMENT.
GARANTIE 1 AN.



VOUS ÊTES FATIGUÉ DE FAIRE RÉPARER LA FICHE TÉLÉPHONIQUE?

AVEC LA NOUVELLE CONNEXION
OFFERTE SUR LES BANDES ET
COUSSINS SENSORIELS « SECURE »,
VOUS N'AUREZ PLUS DE FICHE BRISÉE.



WWW.EXCEL-MEDICAL.CA

Distribué au Québec:
Excel-Médical
Succ. Place du Commerce, C.P.4
Brossard Qc J4W 3L5
Tél.: 514-990-5196 / 1-888-990-5196
Télé.: 514-879-3496
Courriel: info.1@excel-medical.ca