

**EN** SHOWER AND WC WHEELCHAIRS

**F** FAUTEUILS ROULANTS POUR LA DOUCHE ET LES TOILETTES

**ES** SILLA DE RUEDAS PARA DUCHA Y WC

**P** CADEIRA DE RODAS PARA BANHO E WC

**EN** Aluminium frame, painted with epossidic paint. PU padded seat, backrest and armrests. Removable backrest. Tip-up armrests. Removable, swivel and adjustable in height footrests. **Adjustable height seat from h 49 to 54 cm. Only for RS946**

**F** Châssis en aluminium, peinture époxy. Siège, dossier et accoudoirs rembourrés en polyuréthane. Dossier amovible. Accoudoirs rabattables. Repose-pieds amovibles, pivotants et réglables en hauteur. **Siège réglable en hauteur de 49 à 54 cm. Seulement RS946**

**ES** Estructura de aluminio pintado en epoxi. Asiento, respaldo y reposabrazos acolchados en poliuretano. Respaldo extraíble. Reposabrazos abatibles. Reposapiés extraíbles, abatibles y ajustables en altura. **Altura del asiento ajustable de 49 a 54 cm. RS946 solamente**

**P** Estrutura em alumínio pintado com verniz epóxico. Assento, encosto e apoio de braços acolchoados em poliuretano. Encosto removível. Apoio de braços inclinável. Apoio de pés removível, giratório e com altura regulável. **Altura do assento regulável de 49 a 54cm. Somente RS946**

TILTING  
BASCULANTE  
BASCULANTE  
BASCULANTE



**RS944**  
Seat 45x42 cm  
The inclination of the seat goes from 5° front and 25° rear  
4 castors 12 cm - 2 with brake  
Wheelchair weight: 14,5 kg  
**Maximum loading weight: 125 kg**

MODEL													
RS946	78/85	58	42	96/101	69/74	49/54	40/55	45	46	57	12	12	12
RS944	135 100	82 88	42	105 132	75	54	40 50	45	46	56	14,5	12	12
MODEL													
RS947	105/112	88	42	99	73	54	39/54	45	46	64	17	60	12

DISTRIBUÉ AU CANADA PAR:  
TEL.: 514-990-5196  
1-888-9905196  
TÉLÉC.: 514-879-3496  
info.1@excel-medical.ca