



Fauteuil inclinable à allongement MTC Elite 785
illustré avec l'option de roues mag

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- BRODA Comfort Tension Seating®
- Acier tubulaire de calibre 16 peint par pulvérisation
- Siège de 16", 18" ou 20" de largeur
- Siège de 17" ou 18,5" de profondeur
- Dossier de 32" de hauteur
- Hauteur du siège au sol : 20,5"
- Siège inclinable à toutes positions jusqu'à 40°
- Dossier allongeable à toutes positions jusqu'à 90°
- Supports latéraux supérieurs amovibles
- Appuis-bras ajustables en hauteur
- Appuis-bras montés sur le siège ou sur la base
- Panneaux latéraux pivotants, amovibles
- Roulettes arrière multidirectionnelles de 6", roulettes avant autobloquantes à toutes positions de 5"
- Repose-jambes articulé, ajustable en hauteur et en longueur
- Repose-pieds rabattable double avec sangle d'attache
- Anneaux d'arrimage avant et arrière pour immobilisation sécuritaire
- Stabilisateurs de collision avant
- Ceinture de sécurité de véhicule
- Capacité de 300 lb

Rembourrage standard

- Appui-tête
- Coussins pour épaules
- Coussins pour siège et dossier avec housses
- Coussins latéraux inférieurs et supérieurs
- Coussins à mollets et pour le repose-pieds

MTC

Fauteuil inclinable à allongement
Modèle : 785WC-19

**Pour le confort et la sécurité
lors des déplacements,
choisissez le fauteuil BRODA
conçu pour les véhicules**

- Donnez à vos patients le confort et la sécurité d'un fauteuil BRODA lorsqu'ils se déplacent dans un véhicule
- Réduisez le temps et les risques en éliminant le besoin de transferts supplémentaires
- Réduisez les coûts des déplacements non urgents

Conforme à la norme WC-19 pour véhicules

- Le fauteuil inclinable à allongement MTC Elite 785 répond aux normes de l'industrie en termes de conception, essais et identification d'un fauteuil roulant prêt à être utilisé comme siège dans un véhicule motorisé



Test de collision satisfaisant la norme
WC-19 pour le transport d'occupants



MTC

Fauteuil inclinable à allongement
Modèle : 785WC-19

Quand le confort est une priorité

OPTIONS

- Roues mag arrière de 14", 20" ou 22"
- Dossier de 33,5" ou 35" de hauteur
- Repose-pieds rabattable simple
- Appuis-bras allongés

OPTIONS de rembourrage supplémentaires

- Traversins pour épaules
- Coussinets de réduction latérale
- Appuis-tête moulants ou plus épais
- Communiquez avec BRODA pour d'autres options



Ceinture de sécurité de véhicule
(inclus avec l'ensemble WC-19)



Fabriqué en Amérique du Nord, où nous fabriquons tous nos produits.



Quand le confort est une priorité

Ensemble conforme à la norme WC-19 pour véhicules



Anneau d'arrimage arrière et ancrage pour ceinture de sécurité



Anneau d'arrimage avant



Stabilisateur de collision avant



Sangle d'attache du repose-pieds

Plus : ceinture de sécurité de véhicule (photo de gauche)

BRODA's Comfort Tension Seating®

La clé du confort réside dans les courroies de BRODA! La mémoire de forme permet aux courroies de reprendre leur forme d'origine en quelques secondes.



- Répartit la pression, contribuant à prévenir le cisaillement de la peau
- Crée une circulation d'air évacuant la chaleur et l'humidité
- Enveloppe le corps pour un confort accru en position assise pendant une période prolongée

BR-785MTC.6.22.2015-F