

## NewLife<sup>MD</sup>

- Spécialement conçu pour les soins aigus, sous-aigus et de réadaptation
- Incroyablement doux et offre un support de grande qualité
- Coussiné et confortable là où le besoin est le plus grand

### SECTION EXTRÊMEMENT SOUPLE

aux deux extrémités du matelas pour les épaules et talons sensibles.

### REVÊTEMENT DE SURFACE EN STRATOS

imperméable qui peut facilement être nettoyé. Le matériel Stratos est la meilleure protection sur le marché contre le MVT.

### BORDURE ULTRA FERME

permet des transferts faciles et sécuritaires.

### COUSSINAGE DU DESSUS MOELLEUX

assure un confort sans se retrousser lorsque l'on élève la tête du lit.

### POLYMÈRE DE GRANDE QUALITÉ

procure des années de confort et de support.

*Améliore la qualité  
des soins dans plusieurs  
établissements de santé  
en Amérique!*



Manufacturé par  
**COMFORTEX**  
www.comfortexinc.com

Distribution exclusive au Canada par



Tél. : (514) 990-5196

1-888-990-5196

Fax. : (514)879-3496

### Matériaux internes : Polymère manufacturé

- Partie supérieure : Combinaison de coussinage convoluté 1 pouce 7 I.L.D. 1.5 pouces 11 I.L.D.
- Partie inférieure : 2 pouces 40 I.L.D.
- Supports latéraux : Ultra-ferme, haute-densité, 60 I.L.D.
- Support central : 2 pouces 11 I.L.D. Couche centrale (Épaules et talons)  
2 pouces 30 I.L.D. Couche centrale (Tronc)

Ce niveau est composé de 2 portions (24 x 31 x 2 po.) de polymère 11 I.L.D. aux 2 extrémités pour réduire les pressions sous les épaules et les talons du patient.

**I.L.D.** (Indentation Load Deflection) reflète la fermeté. Plus le chiffre est grand, plus le polymère est ferme.

**POLYMÈRE MANUFACTURÉ** : Ce matériau peut être manufacturé en plusieurs degrés de fermeté (I.L.D.) et lorsque combinés ensemble, procurent un confort extraordinaire en plus de réduire les pressions. Les polymères manufacturés gardent leurs propriétés de support de 3 à 4 fois plus longtemps que la mousse conventionnelle.

- **Garantie** : 7 ans

Les matériaux ne contiennent pas de Chlorofluorocarbones.

Aucune présence de latex. Rencontre ou excède les normes californiennes d'incendie #117 & NFPA 101 Code de Vie Sécuritaire, Chapitre 31

### Les housses de recouvrement :

#### Housse du dessus :

Matériel STRATOS (en attente de brevet)

- Aucune matière plastique
- Housse pouvant être changée facilement avec la fermeture éclair
- Antibactérien
- Bleu marine
- Rencontre les normes d'incendie DOC FF-4-72
- **MVT** : 1.63 gms/hr/m<sup>2</sup>

**MVT** (Moisture Vapor Transmission) correspond au passage des molécules de vapeur d'eau au travers des pores d'un matériau perméable ou semi-perméable. Les matelas recouverts de tissus ayant un MVT très bas sont mieux protégés contre les infiltrations d'humidité.

- **Garantie**: 7 ans

La housse de surface doit être changée à cette période pour éviter d'endommager la partie centrale de votre matelas, ce qui aurait pour effet d'annuler votre garantie.

#### Housse de fond :

- Herculex, vinyle de polyester renforcé.
- Traitée pour se conformer ou excéder le bulletin d'incendie Californien #117.
- Antibactérien
- Bourgogne
- **Garantie** : 7 ans

**Poignées** : 4 poignées de transport

**Hauteur** : 6.5 pouces

**Poids** : 8.16 kilos (18 livres)