

# FAUTEUIL ÉCONOMIQUE

Le RGC212 est un fauteuil confortable idéal pour les prélèvements sanguins, traitement d'oncologie, problème respiratoire et soin de longue durée.

4 positions sont disponibles: Assise normale, pour regarder la télévision, complètement incliné et Trendelenburg.

La position inclinée maximale et le Trendelenburg peuvent être obtenus que par l'assistance du personnel.

Le fauteuil dispose de 2 tables escamotables et 2 panneaux latéraux escamotables pour faciliter l'entretien du fauteuil.

Roues de 5" facilitant le déplacement du fauteuil (2 avec freins)



Modèle RGC-212

Ce fauteuil de repos, le modèle AGC-18, possède des particularités facilitant l'adaptation pour différents patients.

En effet, que le patient soit grand ou petit, il est possible d'ajuster la hauteur siège/sol, la hauteur du dossier et la profondeur de l'assise.

Hauteur siège sol:	410 - 510 cm
Profondeur du siège :	425 - 490 cm
Hauteur du dossier:	63 - 83 cm

Le modèle AGC-18 est aussi muni de petites roues facilitant le transport de celui-ci d'un endroit à un autre.

Une table de polypropylène est offerte gratuitement avec ce fauteuil.



Modèle AGC-18



Notre fauteuil de repos et de transport est le choix idéal pour des patients ne nécessitant pas de positionnement particulier.

Cependant avec le dossier ajustable en hauteur et une assise ajustable en profondeur, le modèle CGC-56 est tout indiqué pour une variété de patient.

La table escamotable peut se remiser sur le coté du fauteuil.

Hauteur siège/sol: 47cm  
Hauteur du dossier: 71 - 81 cm  
Profondeur d'assise: 42.5 - 49 cm  
4 Roues multidirectionnelles (2 avec freins)

Ce fauteuil est équipé d'une assise conçu spécifiquement pour les patients ayant subi une fracture de hanche.

L'assise est séparée en deux portions dont l'une (la droite ou la gauche) est incliné vers le bas, évitant ainsi que la hanche du patient soit à 90°.

Cette position favorisera une guérison plus confortable pour le patient.



Distribué au Canada par:

Excel-Médical  
Succ. Place du commerce, C.P.4  
Brossard, Québec  
Canada J4W 3L5  
Tél.: 514-990-5196 / 888-990-5196  
Télééc.: 514-879-3496  
Courriel: info.1@excel-medical.ca