

Quand le confort est une priorité



Contribue à réduire l'utilisation de contentions

Conçu de façon ergonomique pour encourager la mobilité de l'utilisateur



Pedal Chair -
Entièrement coussiné



Pedal Chair - Standard

Un fauteuil de mobilité de qualité supérieure!

- Le Broda Comfort Tension Seating^{MC} contribue à **réduire la pression, l'accumulation de chaleur et d'humidité**, procurant un confort prolongé en position assise.
- Le fait qu'il s'incline à toutes positions jusqu'à 18°, contribue à **prévenir l'affaissement et le glissement sans devoir recourir à des contentions, tout en étant exceptionnellement confortable.**
- Le fauteuil directionnel à l'avant comporte un siège inclinable offrant une **bonne prise au sol** pour une propulsion avec les pieds en position inclinée. **Encourage la mobilité sécuritaire et l'autonomie de l'utilisateur.**
- Grâce à la hauteur réglable de son siège – de 12,5 à 17,5" du sol – **il convient aux petits et grands résidents.**
- Ses accoudoirs facilement ajustables avec des goupilles-poussoirs permettent le **positionnement approprié des bras** de chaque résident.
- La structure tubulaire en acier de calibre 16 assure **la durabilité** et contribue à **réduire l'entretien du fauteuil et à augmenter la longévité de ses composantes.**

Broda Comfort Tension Seating^{MC}



- Diminue la pression, contribuant ainsi à réduire la détérioration de la peau.
- Laisse passer l'air pour une circulation de la chaleur et de l'humidité.
- La mémoire des courroies leur permet de reprendre leur forme d'origine en quelques secondes.

Quand le confort est une priorité

Excellent pour la prévention des chutes !



De conception ergonomique, il permet de maintenir une bonne prise au sol avec les pieds lorsque le siège est utilisé en position inclinée, contribuant ainsi à prévenir les chutes.

Caractéristiques standard

- Broda Comfort Tension Seating^{MC}
- Structure tubulaire peinte par pulvérisation en acier de calibre 16
- Siège inclinable à toutes positions jusqu'à 18°
- Largeur standard du siège : 18 ou 20"
- Profondeur du siège : 17"
- Hauteur du siège réglable de 12,5 à 17,5"
- Longueur du dossier : 32"
- Appui-tête
- Coussins latéraux inférieurs
- Accoudoirs à hauteur réglable
- Roues avant de 5", autobloquantes à toutes positions; roues arrière de 5", fixes
- Capacité de 350 livres

Options

- Ensemble de coussins complet
- Roues en alliage léger (montées à l'arrière ou à l'avant)
- Repose-pieds escamotable et/ou éleveur et escamotable
- Table résistante en ABS, table transparente, couvre-table coussiné
- Siège et coussin de dossier recouverts de vinyle
- Poteau pour soluté
- Support à oxygène
- Butées latérales, coussins de positionnement
- Dimensions sur mesure et pour personnes obèses disponibles



Siège et coussin de dossier recouverts de vinyle, et table transparente – une table transparente permet aux résidents agités de voir leurs pieds.

Roues en alliage léger de 20" facultatives – excellente option pour les résidents qui peuvent se propulser avec leurs bras.

Emplacement pour carte d'affaires

Le confort supérieur et la polyvalence du fauteuil Pedal Chair lui ouvrent la porte à une foule d'applications :

- Soins de longue durée
- Soins de courte durée
- Hôpitaux
- Soins à domicile