

BRODA[®] SEATING



Conçu de façon ergonomique pour encourager la mobilité de l'utilisateur

De qualité supérieure, le Pedal Rocker s'avère un fauteuil de marche permettant également à l'utilisateur de se bercer doucement.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Broda Comfort Tension Seating^{MC}
- Structure tubulaire peinte par pulvérisation en acier de calibre 16
- Fonction bascule pouvant être bloquée par l'intervenant
- Tension de bascule réglable pour convenir aux différents résidents
- Siège inclinable à toutes positions jusqu'à 18° (une amplitude de 33° peut-être atteinte en combinant les fonctions inclinaison et bascule)
- Accoudoirs à hauteur réglable
- Coussins amovibles incluant appui-tête et coussins latéraux inférieurs
- Largeur standard du siège : 16", 18", 20"
- Hauteur du siège réglable de 14 à 19"
- Profondeur du siège : 17"
- Longueur du dossier : 32"
- Roulettes avant de 5", autobloquantes à toutes positions; roulettes arrière de 5", fixes
- Capacité : 250 lb

NOUVEAU! FAUTEUIL DE MARCHÉ BERÇANT PEDAL ROCKER

QUAND LE CONFORT EST UNE PRIORITÉ

- Les résidents peuvent à la fois se propulser et se bercer dans le même fauteuil. Idéal pour les gens mobiles qui ont tendance à être agités et à se bercer.
- Le fait de se bercer calme les individus et aide à prévenir l'errance, excellent pour les gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Se bercer aide aussi à absorber les mouvements saccadés, contribuant à la sécurité et au confort des résidents.
- L'inclinaison du fauteuil à toutes positions jusqu'à 18° permet de prévenir l'affaissement, le glissement et les chutes sans devoir recourir à des contentions. Il procure également un confort exceptionnel tout en contribuant à réduire la pression.
- Ce fauteuil directionnel à l'avant au siège inclinable offre une bonne prise au sol pour une propulsion avec les pieds en position inclinée - encourageant la mobilité sécuritaire et l'autonomie.
- Grâce à la hauteur réglable de son siège - de 14 à 19" du sol - il convient aux petits et grands résidents.



Pedal Rocker avec ensemble de coussins complet.



Les résidents peuvent utiliser la fonction bascule indépendamment de l'inclinaison (fonction bascule illustrée)

NOUVEAU!

FAUTEUIL DE MARCHÉ BERÇANT PEDAL ROCKER

QUAND LE CONFORT EST UNE PRIORITÉ

OPTIONS

- Ensemble de coussins complet incluant appui-tête, butées latérales, coussins pour épaules, coussins latéraux inférieurs, ainsi que siège et dossier recouverts d'une housse en ratine ou en vinyle. Recouvrement complet en vinyle (à droite) également disponible en option supplémentaire.
- Roues mags de 20 ou 22"
- Table opaque ou transparente
- Couvre-table coussiné
- Poteau pour soluté
- Panneaux latéraux moulés
- Profondeur du siège : 15,5, 18,5 et 20"
- Repose-pieds escamotable ainsi qu'élévateur et escamotable.
- Demi-table
- Support à oxygène
- Ceinture de retenue aux cuisses
- Largeur du siège : 22"
- Longueur du dossier : 33,5, 35, 36, 38 et 40"

De conception ergonomique, ce fauteuil permet de maintenir une bonne prise au sol avec les pieds lorsque le siège est utilisé en position inclinée, contribuant ainsi à prévenir les chutes.



Inclinaison à 18°



Inclinaison amplifiée à 33° lorsque combinée avec la fonction bascule



BRODA[®]

SEATING



Modèle illustré équipé des roues mags optionnelles, ainsi que de la table transparente et l'ensemble de coussins complet avec siège et dossier recouverts de vinyle.

Lorsqu'ils ne sont pas en déplacement, les résidents peuvent combiner la fonction inclinaison à la fonction bascule pour accentuer l'inclinaison du dossier - excellent pour la sieste.

Broda's Comfort Tension Seating^{MC}

La clé du confort réside dans les courroies de Broda! La mémoire des courroies leur permet de reprendre leur forme d'origine en quelques secondes.



- Diminue les points de pression, contribuant ainsi à réduire la détérioration de la peau
- Laissent passer l'air pour une circulation de la chaleur et de l'humidité
- Épousent la forme du corps pour assurer un confort prolongé en position assise

EMPLACEMENT POUR CARTE D'AFFAIRES