




SYSTÈME DE CONTENTION PINEL



CEINTURE



Inclus :
2 sangles de positionnement latéral
1 bouton / tige
2 boutons / tiges / courroies
2 clefs

**Maintient le patient en toute sécurité au lit ou au fauteuil
(taille de 17 po. à 45 po.)**

- Permet un mouvement latéral de gauche à droite ainsi qu'une position assise.
- Les sangles latérales permettent de restreindre le mouvement ou de positionner le patient de côté.
- La ceinture Pinel est la contention idéale pour les patients de gériatrie.

**Cependant lorsque combinée à d'autres accessoires, elle devient
idéale pour les patients plus agressifs et violents.**

2 SANGLES DE POSITIONNEMENT LATÉRAL

Ces articles sont inclus avec la ceinture de taille Pinel. Principalement utilisées comme unités de positionnement latéral, ces courroies sont aussi utilisées pour maintenir le patient sur le côté ou tout simplement pour réduire le mouvement gauche et droit.

COURROIE POUR LES ÉPAULES

(BRETÈLLES)



Inclus :
1 bouton / tige

Attachée au dos de la ceinture, les bretelles aident à maintenir les patients (type Houdiny) bien retenus soit au lit ou au fauteuil. Permet également d'immobiliser les épaules au lit pour les patients plus agressifs.

Excellent pour maintenir un patient dans une bonne position assise au fauteuil.

COURROIE DE LIT

(AVEC OU SANS BOUCLE)



Inclus :
1 courroie de lit
2 boutons / tiges / courroies

Cette courroie versatile est principalement utilisée pour les attaches de chevilles (voir Pinel no.: 4). Cette version dispose de quatre boucles permettant d'ajuster les sangles de chevilles avec le degré de liberté jugé nécessaire.

Peut-être utilisée pour les patients plus agressifs lorsqu'employée avec les courroies pour les épaules ou tout simplement pour aider à maintenir un positionnement droit au fauteuil.



SANGLE POUR LES POIGNETS ET LES CHEVILLES



inclus :

- 1 sangle pour poignet ou cheville
- 2 boutons / tiges / courroies

Utilisée soit pour les chevilles ou les poignets (grandeur 3 à 12 po.). Peut-être utilisée comme contention 4 points ou en accessoire pour la contention de taille.

Conçue spécialement pour être utilisée rapidement s'avère idéale pour les situations urgentes (ex. salle d'urgence).

Les sangles longues permettent d'adapter l'ancrage à toutes sortes de situations (ex. civière). La photo ci-contre illustre la liberté de mouvement maximale.

Grâce à ses œillets multiples l'ajustement des courroies est rendu facile.




RALLONGE



inclus : 1 bouton / tige

Permet d'ajuster la ceinture pour les tailles de plus de 45 pouces.

Permet de maintenir confortablement les patients de toutes tailles et aide à réduire les coûts d'inventaire.



Un avantage majeur se situe dans le système de verrouillage qui ne comprend qu'un bouton et une tige pour verrouiller la ceinture Pinel. Ce système d'attache peut résister à une tension de plus de 1,000 lbs.

Le déverrouillage est une opération simplifiée grâce à notre clef magnétique. La clef magnétique est suffisamment forte pour lever le bouton mais sécuritaire lorsque

utilisée en présence d'un stimulateur cardiaque. Le rebord de notre clef agit comme guide pour bien centrer celle-ci sur le bouton, ayant pour effet d'en faciliter la manipulation.

La courroie qui relie le bouton à la tige a pour but de faciliter la manipulation de ceux-ci et vous évite des pertes inutiles.



Pinel no.: 5
inclus : clef magnétique

Pinel no.: 6 B
inclus : tige

Pinel no.: 6
inclus : bouton/tige

Pinel no.: 6 BL
inclus : tige plus longue

Pinel no.: 6 A
inclus : bouton

Pinel no.: 6 L
inclus : bouton / tige/courroie

COMPLÈTE



inclus :

- 1 ceinture de taille
- 2 boutons / tiges
- 13 boutons / tiges / courroies
- 2 def
- 2 sangles pour les poignets
- 2 sangles pour les chevilles
- 1 courroie pour les épaules (bretelles)
- 1 rallonge
- 1 courroie pour le pied de lit

La ceinture complète permet à l'utilisateur de faire face à presque toutes les situations. Que cela soit pour un patient gériatrique nécessitant une intervention légère ou tout simplement pour un patient plus agressif à l'urgence, la Pinel complète conviendra parfaitement.



Succ. Place du Commerce
C.P. 4, Brossard, Québec
J4W 3L5

Tél. : 514-990-5196
Sans frais : 1-888-990-5196
Télex : 514-873-3496

EXCEL-MEDICAL INC.
Info: 1@excel-medical.ca • www.excel-medical.ca

FABRIQUÉ AU CANADA PAR
PINEL MEDICAL INC.