

# Pratik FREIN AUTOBLOQUANT SIMPLE ET EFFICACE

- Détection de la présence de la personne
- Blocage automatique des roues, dès que l'utilisateur se soulève de la chaise
- Blocage par pointeau
- Indépendamment des conditions atmosphériques et des types de pneus
- Conserve la pliability de la chaise
- Levier de dégagement du frein pour déplacer la chaise à vide
- Léger et efficace
- Frein de contention offert en option



**Systeme universel s'adaptant à tous les types de roues, plastiques ou métalliques et à toutes les dimensions**



**Contactez-nous**