

REST-Q^{MD}

UNE SECTION D'APPUI LATÉRAL
cousinée supporte le dos de chaque
côté de la colonne vertébrale.

REVÊTEMENT DE SURFACE EN STRATOS
imperméable qui peut facilement être nettoyé.
Le matériel Stratos est la meilleure protection
sur le marché contre le MVT.

BORDURE ULTRA FERME
permet des transferts faciles,
sécuritaires et fiables.

UNE COUCHE DOUBLE de coussinage révolutionnaire
qui s'adapte facilement aux proéminences osseuses.
Cette couche couvre l'entière surface et distribue à la
perfection les pressions pour procurer un confort
supérieur.

SYSTÈME UNIQUE "TRUSS" POUR LES TALONS,
un environnement à faible pression ceux-ci sont
pratiquement en flottaison.

*Une technologie
du nouveau millénaire,
sans pareille!*

BANDE "SUPER SOFT" en polymère procure une grande réduction
de pression. Lorsque le patient est couché sur le côté, les hanches
ainsi que les épaules profiteront de la bande "Super Soft".



Manufacturé par
COMFORTEX
www.comfortexinc.com

Distribution exclusive au Canada par



Tél. : (514) 990-5196

1-888-990-5196

Fax. : (514)879-3496

Matériaux internes : Polymère manufacturé

- Partie supérieure : Combinaison de coussinage convoluté 1 pouce 7 I.L.D. 1.5 pouces 11 I.L.D.
- Partie inférieure : 2 pouces "Extra Moelleux " 40 I.L.D.
- Support central : 2 pouces "Extra Moelleux" 30 I.L.D. & 40 I.L.D. à la portion du siège.
Bandes de coussinage pour la colonne vertébrale de 11 I.F.D.
- Supports latéraux : Ultra-ferme, haute-densité, 60 I.L.D.

I.L.D. (Indentation Load Deflection) reflète la fermeté. Plus le chiffre est grand, plus le polymère est ferme.

POLYMÈRE MANUFACTURÉ : Ce matériau peut être manufacturé en plusieurs degrés de fermeté (I.L.D.) et lorsque combinés ensemble, procurent un confort extraordinaire en plus de réduire les pressions. Les polymères manufacturés gardent leurs propriétés de support de 3 à 4 fois plus longtemps que la mousse conventionnelle.

- **Garantie** : 7 ans

Les matériaux ne contiennent pas de Chlorofluorocarbones.

Aucune présence de latex. Rencontre ou excède les normes californiennes d'incendie #117 & NFPA 101 Code de Vie Sécuritaire, Chapitre 31

Les housses de recouvrement :

Housse du dessus :

Matériel STRATOS (en attente de brevet)

- Aucune matière plastique
- Housse pouvant être changée facilement avec la fermeture éclair
- Antibactérien
- Bleu marine
- Rencontre les normes d'incendie DOC FF-4-72
- **MVT** : 1.63 gms/hr/m²

MVT (Moisture Vapor Transmission) correspond au passage des molécules de vapeur d'eau au travers des pores d'un matériau perméable ou semi-perméable. Les matelas recouverts de tissus ayant un MVT très bas sont mieux protégés contre les infiltrations d'humidité.

- **Garantie**: 7 ans

La housse de surface doit être changée à cette période pour éviter d'endommager la partie centrale de votre matelas, ce qui aurait pour effet d'annuler votre garantie.

Housse de fond :

- Herculex, vinyle de polyester renforcé.
- Traitée pour se conformer ou excéder le bulletin d'incendie Californien #117.
- Antibactérien
- Bleu
- **Garantie** : 7 ans

Poignées : 4 poignées de transport

Hauteur : 6.5 pouces

Poids : 8.16 kilos (18 livres)