


Salvafast

TRANSFERT TRANSFER

Contention rapide incorporant un système de transfert pour civière Quick restraint and transfer system for stretcher



Le système de transfert SALVAFAST est un produit innovateur permettant une contention rapide et sécuritaire pour le transport de patient. Muni d'un système de transfert intégré, lorsqu'utilisé avec des patients agressifs, violents ou désorientés, vous permet d'effectuer un transfert de la civière au lit en toute sécurité. Vous pourrez transférer le patient d'une civière à une autre ou dans un lit, et ce sans avoir à enlever la contention. Ce système est conçu des éléments suivant ; toile de lit résistante et durable équipé d'un ensemble de harnais, sangles pour poignets et chevilles, d'une de fermeture double par velcro et un tissu de glisse incorporé à la toile (en dessous de celle-ci). Le système SALVAFAST est conçu d'une pièce et peut être utilisé sur une grande variété de civière.

Innovative device that provide quick restrain with secure and safe transport and transference of altered, violent, aggressive, or disoriented patients on emergency stretchers. It allows the patient's transference from the emergency stretcher to other stretcher or bed, without release the patient. It consists in a resistant and durable mat provided of a set of harness, wristbands and ankle bands, with double Velcro closure system, and a sliding base to improve the transference. Made in one piece, specially designed for use in any kind of emergency stretchers.



UN SYSTEME MONOBLOC :

Harnais + sangles de poignets + sangles de chevilles

- Conçu spécifiquement pour les civières
- Améliore la versatilité :
contention rapide + transfert
- Utilisation rapide et sécuritaire
- Facile à désinfecter et à remiser

MONOBLOCK SYSTEM:

harness + wristbands + ankle bands

- Designed specifically for stretchers
- Improved versatility:
quick restraint + safe transfer
- Quick and safe application
- Easy to sanitize and store



NOUVEAU / NEW

Salvafast TRANSFERT TRANSFER



Sangles du harnais, sangles de poignets et de chevilles conçu avec un NÉOPRÈNE souple.
Harness, wristbands and ankle bands made in comfortable soft Neoprene.



Muni d'attache unique et sécuritaire grâce au système SALVAFAST avec fermeture double en velcro.

Uses an innovative and safe quick restraint & quick release system, made with SALVAFAST double Velcro closure.

Ceinture de sécurité, sangle de transfert et base de glisse.
Security belt, transfer handles and sliding base.



Sac de transport
et de remisage

Bag for transport

CODE	TAILLE / SIZE	MESURES / MEASURES
MS-SVT3710	ONE/UNIQUE	Base 172 - 45 cm Wristbands / Sangle de poignet 15 - 30 cm Ankle bands / sangle de cheville 20 - 40 cm

IMPORTANT: Ne jamais utiliser pour soulever le patient, conçu spécifiquement pour un transfert latéral entre 2 surface.

IMPORTANT: Do not use for transfers lifting the patient, always use for lateral transfers between two surfaces.

Excel-Médical Inc.
Succ. Place du Commerce, boîte postale 4
Brossard, Qc J4W 3L5
Tél.: 514 990-5196
Sans frais : 1 888-990-5196 (Qc.)
Fax : 514 879-3496

