


L'aide à la marche SteadyMate™

deviendra l'un des équipements les plus utilisés dans votre centre. À plusieurs reprises il a été démontré que le SteadyMate™ était l'aide à la marche le plus stable et pouvant supporter le plus de poids. Il permet d'augmenter la confiance de l'utilisateur et l'aide à se sentir en sécurité tout en facilitant le mouvement de la marche. Léger et durable le BXL SteadyMate™ Walker a été conçu pour une utilisation continue et sans entretien.

Grâce à ces particularités, le BXL SteadyMate™ donnera plus de confiance à l'utilisateur ainsi qu'au thérapeute lors des séances d'exercices.

La conception de la structure du BXL SteadyMate™ est telle qu'il supporte très bien le poids de l'utilisateur et l'empêche de basculer. L'utilisateur peut ainsi se concentrer pleinement sur sa marche et son positionnement. Comme la structure ne possède aucune pièce excédentaire, le thérapeute peut approcher facilement l'utilisateur. Avec le harnais de sécurité, il n'est plus nécessaire d'être deux ou de suivre constamment l'utilisateur avec une chaise roulante. L'espace à l'intérieur de la structure est de 23 pouces de large et de 25 pouces de long, ce qui permet un bon mouvement des jambes.


L'aide à la marche SteadyMate™



Prises ajustables pour les mains, qui permettent le maintien en bonne position.



Le harnais de sécurité ajustable (supporte jusqu'à 350 lbs) prévient la chute de l'utilisateur si celui-ci venait à manquer momentanément de force ou était en perte d'équilibre.



Tige d'ajustement à ressort, qui permet un ajustement sécuritaire de la hauteur pour la plupart des utilisateurs. (de 35 à 47 pouces)



Roues arrière unidirectionnelles avec freins, ce qui permet à l'utilisateur de bien se diriger sans difficulté.

Particularités:

- Poids maximal de 500 lbs
- Ajustement en hauteur de 35 à 47 pouces
- Tiges d'ajustement avec ressort
- Harnais de sécurité
- Prise pour les mains
- Roues de 5 pouces
- Freins arrière

Le SteadyMate™ est garanti pour une durée de 3 ans (pièces seulement) lors d'une utilisation normale.



Succ. Place du Commerce
C.P. 4, Brossard, Québec
J4W 3L5

Tél. : 514-990-5196
Sans frais : 1-888-990-5196
Télééc. : 514-879-3496

BXL International Sales Inc.
Calgary, Alberta Canada T3J 1S7

www.bxlintl.com

L'aide à la marche SteadyMate™

*Facile d'utilisation, résistant et stable...
Le choix des professionnels de la santé.*

