

## TABS™ Accessoires

### Longueurs de cordon en option



#### Longueurs de cordon en option

Les détecteurs TABS sont livrés avec un cordon de 76 cm. Le cordon doit cependant être suffisamment long pour autoriser les mouvements au sein de la zone de sécurité prédéterminée par le soignant, mais suffisamment court pour garantir l'activation de l'alarme lorsque la personne quitte la zone de sécurité. Les différents positionnements du détecteur TABS peuvent nécessiter des cordons de diverses longueurs. Veillez à disposer de cordons de la longueur appropriée et de cordons de rechange disponibles en commandant à l'avance.

Modèle 24040 : cordon 38 cm ○ Modèle 24050 : cordon 45,7 cm ●  
 Modèle 24060 : cordon 61 cm ● Modèle 24070 : cordon 76 cm (standard) ●  
 Modèle 24080 : cordon 91,5 cm ● Modèle 24090 : cordon 106,7 cm ●

Les cordons TABS sont équipés d'une pince de fixation sur les vêtements.

### Option de réinitialisation sans cordon



#### Option de réinitialisation sans cordon Modèle 0707-280

Permet de ne pas utiliser l'ensemble cordon et pince avec les détecteurs TABS lorsque vous employez des coussins de contact. L'option de réinitialisation sans cordon TABS est une dérivation métallique qui remplace le cordon et la pince pour empêcher le détecteur TABS de déclencher l'alarme sans le cordon.

### Interface d'appel infirmier



#### Interface d'appel infirmier Modèle 25150

Ce simple adaptateur permet d'interfacer aisément les détecteurs TABS Professional et Select avec la plupart des systèmes d'appel.

**STANLEY**®

**Healthcare Solutions**

1550 N. 20th Circle, Lincoln, NE, 68503 USA  
 Bureau: 001 402 475 4002 (Anglais)  
 Fax: 001 402 475 4281  
[www.stanleyhealthcare.fr](http://www.stanleyhealthcare.fr)

# TABS™ Options de montage

## Montage avec fixation Dual Lock®



### Fixation Dual Lock Modèle 24130

Utilisez les fixations Dual Lock pour installer le détecteur TABS sur les surfaces qui ne se prêtent pas au montage vissé. Contrairement aux fixations Velcro®, le double verrouillage peut être désinfecté. Déconseillé sur les papiers peints ou les placages. Une fixation Dual Lock 2" x 2,5"

## Supports de montage mural



### Supports de montage mural Modèle 25120

Pour tirer le meilleur parti du détecteur de déplacement TABS, installez des supports muraux partout où la surveillance des résidents ou des patients est nécessaire. Ajoutez un support sur le mur derrière le fauteuil préféré, la commode ou même au domicile d'un proche.

## Supports pour fauteuil roulant



### Supports pour fauteuil roulant Easy-Clip Modèle 25300

Le support Easy-Clip est utilisable sur les fauteuils roulants conventionnels et les Merry Walkers®. Installé en quelques secondes, il permet d'enclencher sans effort le détecteur TABS sur le support sécurisé.

## Support de lit



### Support de lit Modèle 0120-123

Le support de lit TABS permet de fixer temporairement un détecteur TABS sur la plupart des têtes de lit. Le support de sécurité se détache facilement sans endommager le placage de la tête de lit.

**STANLEY**®

**Healthcare Solutions**

1550 N. 20th Circle, Lincoln, NE, 68503 USA  
 Bureau: 001 402 475 4002 (Anglais)  
 Fax: 001 402 475 4281  
[www.stanleyhealthcare.fr](http://www.stanleyhealthcare.fr)