

Alarme de ceinture de sécurité **Modèle 24201**



CARACTÉRISTIQUES

- ▲ L'alarme du détecteur TABS se déclenche lorsque la fixation Velcro® est ouverte
- ▲ La sangle est réglable entre 18" – 48" pouces
- ▲ S'adapte sur la plupart des fauteuils roulants et fixes
- ▲ Structure renforcée
- ▲ Compatible avec :
 TABS Select (Modèle 25011)
 TABS Professional (Modèle 25022)
 TABS Professional avec réinitialisation (25222)



Une nouvelle méthode pour diminuer le risque de chutes

L'alarme pour ceinture de sécurité TABS™ est conçue pour les fauteuils roulants, afin de vous alerter lorsqu'un patient tente de quitter son fauteuil. Le détecteur TABS déclenche l'alarme lorsque la boucle est ouverte. Le message d'alarme peut être configuré de différentes façons avec les fonctions avancées du détecteur TABS Select ou TABS Professional, notamment différentes tonalités d'alarme, des alertes par message vocal ou l'intégration sans fil au système de communication Arial™ pour les récepteurs d'appel sans fil.

Dist.: Excel-Médical
 Succ. Place du commerce, C.P. 4
 Brossard, Qc J4W 3L5
 Tél.: 514-990-5196 / 1-888-990-5196
 Téléc.: 514-879-3496
 Courriel: info.1@excel-medical.ca



EXCEL-MÉDICAL INC.
 WWW.EXCEL-MEDICAL.CA