

# TABS™

## Détecteur de déplacement



### Principales caractéristiques

- ▲ Garantie à vie\*
- ▲ Détection de contact initial sonore
- ▲ Prise d'entrée séparée pour le coussin de contact
- ▲ Prise d'entrée séparée pour l'appel infirmier
- ▲ Détection par cordon et/ou coussin de contact
- ▲ Microphone intégré
- ▲ Quatre tonalités d'alarme différentes
- ▲ Réinitialise l'alarme lorsque le coussin de contact est utilisé et que le patient repose son poids sur le coussin
- ▲ Témoin et alerte de batterie faible
- ▲ Deux options de montage mural
- ▲ Pince de fixation sur les vêtements
- ▲ Sans Velcro®
- ▲ Sans latex

### Options

- ▲ Interface d'appel infirmier
- ▲ Alimentation secteur
- ▲ Support de lit
- ▲ Consultez la page des accessoires pour plus d'options

### Spécifications

- ▲ Poids : Inférieur à un kilo
- ▲ Niveau de pression sonore : >75 dBA <90 dBA
- ▲ Alimentation : Pile alcaline 9 V
- ▲ Force de traction de déclenchement : Minimum 10 oz ; Maximum 3 lbs

## Détecteur TABS Professional Modèle 25022

Le détecteur TABS Professional est un détecteur pour lit et fauteuil qui contribue à une meilleure sécurité du patient et offre les avantages suivants :

- ▲ **Utiliser facilement l'appel infirmier et les capteurs de contact simultanément grâce aux prises d'entrée distinctes.**
- ▲ **Rappeler aux patient d'appeler à l'aide ou d'utiliser leur cane ou leur déambulateur.**
- ▲ **Enregistrer aisément des messages ou personnaliser les tonalités des alarmes à l'aide du microphone intégré.**
- ▲ **Choisir la méthode de surveillance adaptée à chacun entre coussin de contact, cordon à tirer ou les deux.**
- ▲ **Éviter de déranger les autres patients. En ajoutant l'interface d'appel infirmier en option, vous pouvez régler l'alarme afin qu'elle ne retentisse que dans la salle des infirmières, ou recevoir un message à l'écran et une alarme dans la salle des infirmières.**

Le boîtier renforcé, le robuste support de montage et la pince de fixation sur les vêtements classent les produits TABS parmi les détecteurs de lit et de fauteuil de la plus haute qualité.

Leur polyvalence permet de transférer facilement un détecteur individuel entre le lit, le fauteuil, le fauteuil roulant et les toilettes.

Les détecteurs TABS, qui sont alimentés par une batterie 9 volts (alimentation secteur disponible en option), émettent une alarme sonore et lumineuse pour indiquer que la batterie est faible.

Le détecteur TABS Professional est exempt de latex, ne comporte pas d'interrupteurs marche-arrêt, de contrôle du volume ou retardateur afin de diminuer le risque d'erreur humaine.



pince de fixation sur les vêtements



**Healthcare Solutions**

1550 N. 20th Circle, Lincoln, NE, 68503 USA  
 Bureau: 001 402 475 4002 (Anglais)  
 Fax: 001 402 475 4281  
 www.stanleyhealthcare.fr