

TABS Sidekicks

Tapis sensitifs pour lit et chaise

Caractéristiques et avantages

- ▶ sans contraintes corporelles
- ▶ Maintien la dignité et qualité de vie
- ▶ Sensibles aux mouvements afin de prévenir les chutes
- ▶ Garantie limitée de 90 jours



Spécifications

Unité de contrôle

- ▶ TABS Select modèle 25010 (ou)
- ▶ TABS Voice+ modèle 25020
- ▶ Alimentée par une pile alcaline de 9V

Modèle pour chaise

- ▶ Dimensions : 34cm x 30cm x 3cm

Modèle pour lit

- ▶ Dimensions : 66cm x 10cm x 5cm

Deux moyens extraordinaires pour réduire le risque de chutes

Le système TABS, moniteur personnel de prévention des chutes, a été amélioré en incluant les TABS Sidekick, tapis sensitifs pour lits et chaises.

Nos moniteurs TABS Voice+ et Select servent d'unité de contrôle pour le système de tapis sensitifs. Avec le tapis sensitif, toutes les caractéristiques des moniteurs TABS Select et TABS Voice+, telles que les tonalités d'alarme multiples et les alertes par message vocal, peuvent être utilisées.

Ce système unique vous donne la flexibilité de sélectionner la méthode de surveillance qui est la mieux appropriée pour chacun de vos résidents. Lorsque vous devez savoir lorsqu'un résident sort du lit, se lève d'une chaise ou d'un fauteuil roulant, choisissez entre le système simple de cordelette avec clip, le système discret de tapis sensitifs, ou utilisez-les conjointement.

Le modèle Sidekick pour chaise peut-être placer sur un fauteuil roulant ou sur un autre type de siège. Le modèle Sidekick pour lit est placé sur le matelas mais sous les draps. Le tapis sensitif est ensuite connecté au moniteur TABS et le résident est installé confortablement sur le tapis. Lorsque le résident se lève (et donc retire la pression du tapis), l'alarme TABS retenti.

La combinaison des TABS Sidekick et des moniteurs de mobilité TABS est une solution versatile et économique pour la prévention des chutes. Essayez un TABS Sidekick pour lit ou pour chaise dès aujourd'hui.

Modèles

Tapis sensitif pour chaise : 26000

Tapis sensitif pour lit : 26100

TabsTM
MOBILITY MONITOR



info.1@excel-medical.ca • www.excel-medical.ca

Succ. Place du Commerce
C.P. 4, Brossard, Québec
J4W 3L5

Tél. : 514-990-5196
Sans frais : 1-888-990-5196
Télééc. : 514-879-3496

TABS is a trademark of WanderGuard GmbH ©1999 DOC-12-26002-AA